



# ZENSO

*relax zetel gamma*

# INHOUD

## ZenSo collectie

De ZenSo collectie van Haelvoet is ontzettend veelzijdig, functioneel en biedt voor elke omgeving de meest geschikte zitoplossing.

<b>THE STORY</b> <i>Wat als... alles mogelijk is?</i>	<b>03</b>
<b>ZENSO E-LIFT</b> <i>Elektrisch met liftfunctie</i>	<b>04</b>
<b>ZENSO E-MOVE</b> <i>Elektrisch</i>	<b>06</b>
<b>ZENSO ERGO-LINE / DUO-LINE</b> <i>Manueel</i>	<b>08</b>
<b>VEILIG OPSTAAN EN ZITTEN</b> <i>E-lift mechanisme</i> <i>Raising &amp; sitting assist</i>	<b>10</b>
<b>MAKE IT YOURS</b> <i>Configureer uw zetel</i>	<b>12</b>
<b>ACCESSOIRES</b> <i>Overzicht</i>	<b>16</b>
<b>SERUMHOUDERS EN HULZEN</b> <i>Ruime keuze</i>	<b>17</b>
<b>ZENSO IN ACTIE</b>	<b>18</b>



Haelvoet  
Uitgave 2023

Haelvoet behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen.  
Geringe kleurafwijkingen zijn mogelijk.

## The Story

What if... anything is possible? ZenSo biedt het **meest complete gamma zorgzetels** van de markt aan.

### RUIM GAMMA

Door een breed spectrum zetels aan te bieden - dat een perfecte mix vormt tussen functionaliteit, esthetiek en innovatie - wensen we maximaal aan alle behoeften tegemoet te komen.



### EIGEN ONTWERPFILOSOFIE

Wat als... alles mogelijk is op alle zetels? Dankzij eigen ontwikkeling en productie kan snel en flexibel ingespeeld worden op diverse vragen en wensen. Zo zijn we er heel trots op dat de ZenSo zetel mogelijk is met **diverse manuele en elektrische relaxsystemen** al dan niet voorzien van een opstahulp. Een brede keuze aan wielen en afwerkingsmogelijkheden van armen en bekleding laat bovendien toe de zetel volledig te personaliseren.

### FUNCTIONALITEIT & DUURZAAMHEID

Patiënten mobiliseren is van fundamenteel belang en daarom integreerde Haelvoet **ingenieuze opstahulpsystemen** in haar ZenSo gamma. De "raising & sitting assist" vergemakkelijkt dankzij een ondersteunende beweging van de zitting het opstaan én het neerzitten. Daarnaast is er ook het innovatieve E-lift mechanisme. Bij activatie van de E-lift functie treedt een automatisch remsysteem in werking. Vanuit deze veilige positie wordt de gebruiker geholpen van een zittende naar een staande positie of omgekeerd.



Haelvoet streeft naar een **circulaire economie** en ontwikkelt alle producten op een modulaire wijze. Hierdoor kunnen onderdelen gemakkelijk vervangen worden teneinde de levensduur van het product te verhogen. Bovendien zorgt de modulariteit dat het product kan mee evolueren met de wensen en behoeftes van de gebruiker.

### ESTHETIEK

De ZenSo zetel koppelt ergonomie aan esthetiek en kan vele vormen aannemen. Dankzij de brede keuzemogelijkheden op vlak van armen, onderstel en afwerking, past de ZenSo zetel **zowel in thuis- als diverse zorgomgevingen**. Meer zelfredzaamheid creëren voor de gebruikers en ondersteuning bieden aan zorgverleners blijft onze drijfveer.

*De ZenSo collectie bevindt zich op het kruispunt van twee werelden: when innovation meets design.*







**NEERSCHUIFBARE ARMEN**  
*Vereenvoudigt transfers*

**CENTRALE REM**  
*Activatie in 1 beweging*



## ZENSO E-LIFT

*Ref. 19108*

De ZenSo E-lift is een ideaal hulpmiddel voor personen met een (tijdelijk) verminderde mobiliteit. Door elektrische ondersteuning te bieden helpt de ZenSo zetel de gebruiker om zich zelfstandig in of uit de zetel te begeven. Dankzij de verhoogde zelfredzaamheid verhoogt het zelfvertrouwen of hebben patiënten sneller een perspectief op genezing.



### E-LIFT

*Maximale functionaliteit*

- + Liffunctie + automatische remfunctie
- + Elektrisch en tactiel
- + Handbediening of geïntegreerde bediening
- + Magnetische stroomconnectie zorgt voor een wegrijd- en struikelbeveiliging
- + Stroomloos inzetbaar dankzij de Li-ion batterij (\*)



(\*): Optie



**KUNSTSTOF OPDEK**  
*Eenvoudig in onderhoud*

**HUISELIJKE UITSTRALING**  
*Gestoffeerde armen en  
geïntegreerde bediening*

## ZENSO E-MOVE

*Ref. 20052*

Mensen moeten zich goed voelen in hun omgeving en daar kan een zetel een belangrijke rol in spelen. De ZenSo E-move zetel combineert een huiselijke uitstraling met comforteigenschappen die de zelfredzaamheid van de gebruiker verhogen en een hoog gebruiksgemak garanderen.

**E-MOVE**  
*Comfort en rust*

- + Elektrisch en tactiel
- + Ruime keuze uit onderstellen
- + Handbediening of geïntegreerde bediening
- + Magnetische stroomconnectie zorgt voor een wegrijd- en struikelbeveiliging
- + Stroomloos inzetbaar dankzij de Li-ion batterij (\*)



*Magnetische stroomconnectie*

(\*): Optie





**HUISELIJKE UITSTRALING**  
*Gestoffeerde armen*

**OPEN VOET**  
*Eenvoudig onderhoud*

## ZENSO ERGO-LINE

*Ref. 19107*

Een zetel dient toegankelijk en intuïtief in gebruik te zijn. Het Ergo-line relax mechanisme inclineert rug en beensteun simultaan en is eenvoudig zelf te bedienen door middel van een ergonomische hendel.

*Synchrone beweging*



- + Synchrone beweging rug- en beensteun
- + Raising & sitting assist (\*)
- + Eenvoudig te bedienen d.m.v. één ergonomische hendel

## ZENSO DUO-LINE

*Ref. 20107*

Het afzonderlijk verstelbaar mechanisme laat toe om de beensteun afzonderlijk van de rugsteun te verstellen bij het lezen of TV-kijken.

*Afzonderlijk verstelbaar*



- + Afzonderlijke verstelling rug- en beensteun
- + Raising & sitting assist (\*)
- + Eenvoudig te bedienen d.m.v. twee ergonomische hendels

(\*): Optie



# 1. E-LIFT MECHANISME

De liftfunctie op de ZenSo E-lift zetel ondersteunt de gebruiker optimaal. De zetel remt automatisch dankzij het SafeBrake remsysteem.



## AUTOMATISCH REMSYSTEEM

De **automatische remfunctie** zorgt ervoor dat bij het activeren van de opsta-functie, de wielen automatisch geremd worden (SafeBrake).




## HANDBEDIENING OF GEÏNTEGREERDE BEDIENING

Keuze tussen **handbediening met spiraalkabel** of **geïntegreerde bediening** (enkel met gestoffeerde armsteunen).



# 2. RAISING & SITTING ASSIST

Dankzij de ondersteunende beweging van de “raising & sitting assist” wordt het zitten én opstaan vereenvoudigd.



## RAISING & SITTING ASSIST

Zowel de ZenSo Ergo-line als Duo-line zetel kan optioneel voorzien worden van een **raising & sitting assist** die eenvoudig met een extra hendel geactiveerd wordt. Door de ondersteunende beweging van de zit wordt het opstaan én het neerzitten extra ergonomisch ondersteund.



	ZENSO E-LIFT	ZENSO E-MOVE	ZENSO ERGO-LINE	ZENSO DUO-LINE	ZENSO RUSTZETEL
<b>OPSTAHULPSYSTEEM</b>					
E-lift mechanisme	●	×	×	×	×
Raising & sitting assist	×	×	○	○	×

● : Standaard ○ : Mogelijk × : Niet mogelijk


# MAKE IT YOURS

*Configureer de zetel volledig naar uw wens*

De ruime keuze aan relaxmechanismes, onderstellen, wielen en afwerkingsopties laten toe om de zetel volledig af te stemmen op uw wensen en behoeftes.

## 1. RELAXMECHANISME

*Maak een keuze uit de diverse types relaxmechanismes.*





## 2. ONDERSTEL

Afhankelijk van het gekozen relaxmechanisme zijn diverse onderstellen met of zonder wielen mogelijk.

ONDERSTEL		ZENSO E-LIFT	ZENSO E-MOVE	ZENSO ERGO-LINE	ZENSO DUO-LINE	ZENSO RUSTZETEL
	Lage voet	○	○	○	○	○
	Lage voet met wielen Ø 65 mm, individuele rem	×	○	○	○	○
	Hoge voet	○	○	○	○	○
	Hoge voet met wielen Ø 65 mm, individuele rem	×	○	○	○	○
	Wielen Ø 100 mm, individuele rem, met voetensteun	×	○	○	○	×
	Wielen Ø 100 mm, centrale rem op 2 wielen vooraan, individuele rem achteraan, met voetensteun	×	○	○	○	×
	Wielen Ø 100 mm, centrale rem op 4 wielen, met voetensteun	○	○	○	○	×
	Wielen Ø 300 mm vooraan, achteraan centraal geremde wielen Ø 150 mm met shock absorberende band, met voetensteun	○	○	○	○	×

○ : Mogelijk    × : Niet mogelijk

## 3. ARMSTEUNEN




Neerschuihbare kunststof armen

### NEERSCHUIFBARE ARMEN

Vereenvoudigen transfers

Neerschuihbare armsteunen (\*) zijn mogelijk met kunststof of houten afwerking. De armsteunen zijn neerschuihbare in 3 standen.



Kunststof

Hout



Vaste gestoffeerde armen, zonder opdek

### VASTE GESTOFFEERDE ARMEN

Maximale huiselijkheid

De gestoffeerde wangen zijn mogelijk zonder opdek, met kunststof opdek of met houten opdek.



Zonder opdek

Kunststof

Hout

(\*): Niet mogelijk op ZenSo rustzetel

## 4. ZITHOOGTE EN ZITDIEPTE



### Zithoogte

42,5 cm\*  
45 cm  
45 cm  
47,5 cm



### Zitdiepte

46 cm  
46 cm  
50 cm\*\*  
50 cm\*\*

### Geschikt voor lichaamslengte

< 164 cm  
164 - 176 cm  
> 176 cm

(\*): Niet mogelijk op ZenSo E-lift

(\*\*): Niet mogelijk op ZenSo rustzetel



## Accessoires

Diverse accessoires maken de ZenSo zetel compleet.



## Serumhouders en -hulzen

Er zijn verschillende mogelijkheden per type onderstel.



RVS Serumhouder Ø 19 mm

RVS Serumhouder Ø 32 mm

	19 MM	32 MM
<b>Serumhulzen i.f.v. type wielen</b>		
Zonder wielen	×	×
Ø 65 mm	×	×
Ø 100 mm individueel geremd	●	×
Ø 100 mm centraal geremd vooraan	●	○
Ø 100 mm centraal geremd op 4 wielen	●	○
Ø 300 mm wielen vooraan	○	○

●: Standaard ○: Optie ×: Niet mogelijk



# ZENSO

*in actie*

## TELESCOPISCH BEENSTEUN

Bij inclinatie **verlengt de beensteun met 70 mm**. Deze functie zorgt voor een optimale ondersteuning van de benen en elimineert rimpels ter hoogte van de knieholtes die aan de basis kunnen liggen van decubitus.



## VOLLEDIG AFNEEMBARE ZITTING EN BEENSTEUN

De zitting en beensteun zijn in **één geheel afneembaar** zonder gereedschap teneinde de zetel goed te kunnen reinigen. Bovendien is de onderzijde van de zitting en beensteun rondom gestoffeerd in dezelfde afwerking als de bovenzijde.

Een standaard zitting kan hierdoor uiterst snel vervangen worden door een anti-decubitus zitting / beensteun met visco-elastisch schuim (\*).

## BRANDVERTRAGEND SCHUIM EN BEKLEDING

Het kwaliteitsschuim van de Haelvoet producten is **standaard brandvertragend tot in de kern** net zoals onze ruime kunstledercollectie. 

Min. klasse: M2 (NFP 92.503) of BS5852 + CRIB 5. Schuim en bekleding voldoen aan EN1021-1 en EN1022-2. Kiezen voor Haelvoet is kiezen voor een veilig product.

Indien gewenst, zijn klantspecifieke oplossingen mogelijk passend bij de totaalinrichting van uw zorgomgeving.

## EENVOUDIG ONDERHOUD ZONDER VERSCHUIVEN

Ook bij de ZenSo zetel zonder wielen met hoge voet kan het onderhoudspersoneel gemakkelijk onder het onderstel schoonmaken dankzij een **vrije hoogte van 13 cm**.

Het ganze zetelgamma is door de weldoordachte vormgeving en gladde oppervlakken uiterst snel en eenvoudig te reinigen.



(\*): Optie



Scan en bekijk de transfer van zetel naar ZenSo E-lift



Scan en bekijk de transfer van ZenSo E-lift naar bed



Een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding gaat bij Haelvoet niet ten koste van het milieu, want Haelvoet draagt duurzaamheid - in beide betekenissen van het woord - hoog in het vaandel. Al onze producten hebben een lange levensduur en worden geleverd met 15 jaar garantie op constructiefouten.

De ZenSo zetels worden vervaardigd volgens ISO 9001:2015 en ISO 13485:2016 en zijn in overeenstemming met de Essentiële veiligheids- en gezondheidseisen en alle van toepassing zijnde Europese geharmoniseerde normen:


- EN 16139 : 2013 Meubelen - Sterkte, duurzaamheid en veiligheid - Eisen voor zitplaatsen voor niet-huishoudelijk gebruik.
- EN 1728 : 2012 Meubelen - zitmeubelen - Beproevingmethoden.
- EN 1022 : 2005 Woonmeubelen - Zitmeubelen - Bepaling van de stabiliteit.



Dankzij onze moderne milieuvriendelijke productieprocessen, een maximaal gebruik van recycleerbare materialen en ons PEFC-certificaat betekent kiezen voor Haelvoet, kiezen voor een eerlijk en duurzaam product.







Haelvoet nv | **België**  
Leon Bekaertstraat 8  
B-8770 Ingelmunster  
T +32 (0) 51 48 66 95  
F +32 (0) 51 48 73 19  
info@haelvoet.be  
www.haelvoet.be

Haelvoet bv | **Nederland**  
Schimminck 1  
5301 KR Zaltbommel  
T +31 (0) 88 599 05 99  
F +31 (0) 88 599 05 00  
info@haelvoet.nl  
www.haelvoet.nl

Haelvoet sarl | **France**  
130, Boulevard de la Liberté  
59000 Lille  
T +33 (0) 3 20 02 71 71  
F +33 (0) 3 20 88 18 91  
info@haelvoet.fr  
www.haelvoet.fr

Haelvoet sa | **Suisse**  
Route de la Plaine 45  
1580 Avenches  
T +41 (0) 26 675 46 86  
F +41 (0) 21 560 46 46  
info@haelvoet.ch  
www.haelvoet.ch

Haelvoet srl | **Romania**  
Parcul Industrial Jibou 1  
455200 Jibou, Salaj  
T +40 (0) 260 64 22 33  
F +40 (0) 260 64 22 55  
info@haelvoet.ro  
www.haelvoet.ro