

# Lago Care

**16233** Lago Care kombiniert Sicherheit und Komfort tadellos. Eine niedrige Einstiegshöhe von  $\pm 25$  cm erhöht den Fallschutz. Eine ergonomische Arbeitshöhe von  $\pm 80$  cm garantiert eine effiziente Pflege.

## Untergestell

- Äußerst stabile Höhenverstellung mittels Trägerarme.
- Trendelenburg und anti Trendelenburg Verstellung bis zu  $\pm 16^\circ$ .
- Versteckte Rollen  $\varnothing 50$  mm mit Kunststoffabdeckungen, per 2 festgestellt.
- Design Pedal zur Aktivierung des Bremsmechanismus.
- Die gute Unterfahrbarkeit des Untergestells erhöht die Zugänglichkeit und Reinigungskomfort.
- Lifterunterfahrbar.
- Das Bett kann in jeder Position versetzt werden, die Sicherheitsposition ausgenommen (= niedrigste Position).

## Liegefläche

- Drei- oder viertgeteilte (\*) Liegefläche.
- Rückenlehne bis zu  $\pm 70^\circ$  elektrisch verstellbar, mit Autoregression.
- Rücklehneverstellung mit Zwischenstopp bei einer Neigung von  $30^\circ$ . (wenn dies mit einer Schnellverstellung ausgestattet ist)
- Oberschenkellehne bis zu  $\pm 34^\circ$  elektrisch verstellbar (für viertgeteilte Liegefläche).
- Unterschenkellehne manuell verstellbar zum Erreichen der Fowler-Position (für viertgeteilte Liegefläche).
- Beinlehne manuell bis zu  $\pm 14^\circ$  verstellbar (für dreigeteilte Liegefläche).
- Ein Sicherheitssystem vorbeugt dem Festsitzen des Patienten während einer elektrischen Manipulation
- der Liegefläche.
- Abgerundete Stahlprofile.
- Mit Halterungen für Fixierungsgurte ausgestattet.
- Rücken- und Unterschenkellehne mit 2 Matratzenbegrenzungen aus Kunststoff ausgestattet.
- Teleskopische Bettverlängerung um 20 cm (nicht möglich mit Pollux Seitengittern).
- 2 Hülsen zur Aufnahme von Infusionsständern oder Aufrichtevorrichtungen am Kopfende.
- Keine sichtbare Befestigungsbolzen an der Fußteilfüllung.
- Kopf- und Fußteilfüllung in massiver ofengetrockneter Buche (\*).
- Abgerundete Bettecken erhöhen die passive

## Elektrische Bettmanipulationen

- Die elektrischen Funktionen können mittels eines Handschalters aktiviert werden.
- Die Handbedienung ist mit einer vorprogrammierter Schlaffunktion ausgestattet.
- Die Handbedienung kann durch eine Tastenkombination gesperrt werden.
- Der Handschalter mit selektiver Verriegelung (\*) ermöglicht es, die unterschiedlichen Funktionen mit einem Magnetschlüssel selektiv auszuschalten.

### Teilfüllungen

- Midea (Standard)
- Valentino (\*)
- Puro (\*)
- Felina (\*)
- Neo (\*) / Lusso (\*)

### Seitengitter

- Pollux (\*)
- Trix (\*)
- Atmosphäre (\*)
- Twin (\*)

### Zubehör


Bitte Sie uns um unsere reichhaltige Zubehörliste.

(\*) Option



## Maße und Leistungen

- Breite: 100,5 cm, Länge: 208 cm
- Höhenverstellbarkeit der Liegefläche:  $\pm 25$  cm -  $\pm 80$  cm
- Unterfahrbarkeit: 137 mm (Höhe der Liegefläche 42 cm)
- Sichere Arbeitslast: 250 kg
- Gewicht (ohne Optionen): 140 kg
- Liegefläche: 204 x 86 cm
- Matratze: 195 x 85 cm, Dicke: 12 bis 15 cm
- Stand-by Verbrauch: 0,5 W (max. 4,38 kWh/Jahr).



## Materialien und Gestaltung

- Holz: Buche (massiv, Furnier), Spanplatte (melaminharzbeschichtet).
- Feuerhemmender Schaum.
- Metall: epoxybeschichtet RAL 9006 Aluminium.
- Selbstschmierende Kunststoffscharniere (= wartungsfrei).
- Beständig gegen die üblichen Reinigungsprodukte und Desinfektionsmittel.

Weitere Informationen über die **Materialien** und **Konstruktion**: Bitte Sie uns um unsere Materialdateien. Reichhaltiges Angebot an **Farben**.

## Optionen

- Viertgeteilte Liegefläche aus Stahl.
- Liegefläche mit herausnehmbaren Auflagen aus Vollkunststoff.
- Fußendeverlängerung um 20 cm.
- Wandabweisrollen (nicht möglich mit Midea).
- Abstandshalter.
- Beleuchtete Handbedienung.
- Handbedienung mit selektiver Verriegelung.
- Steuerung mit Bluetooth.
- Drahtlose Handbedienung für Steuerung mit Bluetooth (für viertgeteilte Liegefläche).
- Leselampe.
- Batterie.
- Rollen  $\varnothing 100$  mm,  $\varnothing 125$  mm oder  $\varnothing 150$  mm mit Bremsstange.
- Bremsenalarm (mit Zentralbremse).
- 5.Rolle (mit Rollen  $\varnothing 150$  mm).
- Manuelle Schnellverstellung (CPR-Notabsenkung).
- Andere Breiten der Liegefläche: 90, 100 oder 110 cm.

